



Latex, Low Protein, Powder-Free Examination Gloves
Gants d'examen en latex, faible en protéines, sans poudre

Ansell

www.ansellcanada.ca

Latex, Low Protein, Powder-Free Examination Gloves

In addition to the overall benefits that Ansell latex powder-free exam gloves offer, each glove provides unique features.



MICRO-TOUCH® DERMACLEAN®

- Cream color
- Textured finish
- CGSB certified
- Couleur crème
- Fini texturé
- Certifié par l'ONGC

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
3180-1	XS / TP	3183-1	L / G
3181-1	S / P	3184-1	XL / TG**
3182-1	M		

100 Gloves/Dispenser Box – 10 Boxes/Case, **XL - 80 Gloves/Dispenser Box – 10 Boxes/Case
 100 gants/boîte distributrice – 10 boîtes/caisse, **TG - 80 gants/boîte distributrice – 10 boîtes/caisse



MICRO-TOUCH® NEXTSTEP®

- Mint green color
- Textured finish
- With Glycerol
- Couleur vert menthe
- Fini texturé
- Avec glycérol

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
3200	XS / TP	3203	L / G
3201	S / P	3204	XL / TG**
3202	M		

100 Gloves/Dispenser Box – 10 Boxes/Case, **XL - 80 Gloves/Dispenser Box – 10 Boxes/Case
 100 gants/boîte distributrice – 10 boîtes/caisse, **TG - 80 gants/boîte distributrice – 10 boîtes/caisse

Gants d'examen en latex, faible en protéines, sans poudre

En plus, chaque gant d'examen en latex sans poudre Ansell possède des caractéristiques propres.



MICRO-TOUCH® PLUS

- Cream color
- Textured finish
- Easy donning due to polyurethane coating
- More adjusted wrist
- Couleur crème
- Fini texturé
- Doublure de polyuréthane aidant à l'enfilage sur mains humides
- Poignet plus ajusté

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
5000	XS / TP	5006	L / G
5002	S / P	5008	XL / TG
5004	M		

100 Gloves/Dispenser Box – 10 Boxes/Case
100 gants/boîte distributrice – 10 boîtes/caisse



MICRO-TOUCH® PLUS STERILE

Procedure Gloves – Gants de procédure

- Cream color
- Textured finish
- Couleur crème
- Fini texturé

Single with Innerwrap / À l'unité avec enveloppe interne

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
6016001	S / P	6016003	L / G
6016002	M		

1 Sterile Glove/Package – 100 Gloves/Dispenser Box – 4 Boxes/Case
1 gant stérile/emballage – 100 gants/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse

CGSB



Canadian General Standards Board delivers independent certification programs where products are assessed against performance and quality standards. Certification programs are a voluntary and impartial mechanism by which suppliers can demonstrate the value of their goods.

Company name and qualified products are displayed on the program list on-line at: pwgsc.gc.ca/cgsb/prgsrv/certprg/program/q020_ind-e.html

ONGC



Office des Normes Générales du Canada offre des programmes indépendants de certification qui évaluent des produits à partir de normes de rendement et de qualité. La participation aux programmes de certification est volontaire ; il s'agit d'un système impartial permettant aux fournisseurs de démontrer la valeur des produits qu'ils offrent.

Entreprise et produits certifiés sont affichés sur la liste du programme en ligne au : pwgsc.gc.ca/cgsb/prgsrv/certprg/program/q020_ind-f.html

We have developed technologies that allow us to produce low allergenic gloves. Our latex, low protein, powder-free exam gloves help reduce the risk of latex sensitization, and are manufactured to meet or exceed ASTM standards.

Nous avons développé des technologies qui nous permettent de produire des gants contenant moins d'allergènes. Nos gants d'examen en latex, faible en protéines aident à réduire les risques de sensibilisation au latex et ils rencontrent ou excèdent les normes ASTM.

Safety and Protection

Infection Control

Viral Penetration. Although not required by the FDA, Ansell's premium line of surgical gloves is tested to ensure protection against viral penetration. Our gloves meets the viral penetration requirements according to ASTM F1671.

Cuff. Beaded. Length: 241 mm (9.5")

Resistance. Latex remains the gold standard for hand barrier protection due to its strength, proven barrier protection, elasticity, fit, feel and comfort.

Skin Protection

Allergy Concerns. Advance manufacturing processes reduce total water-extractible protein to 50 micrograms or less per gram. According to the FDA, protein levels should be measured using the Modified Lowry Assay for total protein content (ASTM D5712) : "50 µg/g or less" is the lowest protein level manufacturers can legally claim.

Caution: Safe use of these gloves by latex-sensitized individuals has not been established.

Powder-Free. Helps eliminate powder-related complications and sensitivity.

Protection

Contrôle des infections

Pénétration virale. Ces gants de qualité Ansell sont testés afin de vous assurer une protection contre la pénétration virale. Ils ont réussi les tests de pénétration virale de la norme ASTM F1671.

Poignet. Roulé. Longueur : 241 mm (9.5")

Résistance. Le latex demeure la norme d'excellence comme barrière de protection grâce à sa résistance, son niveau de protection reconnu, son élasticité, son ajustement, sa sensibilité tactile et son confort.

Protection de la peau

Concernant les allergies. Procédé manufacturier qui réduit les protéines totalement extractibles de l'eau à 50 microgrammes ou moins par gramme. Selon la FDA le niveau de protéines doit être mesuré en utilisant la méthode Modified Lowry Assay qui mesure les protéines totalement extractibles de l'eau par gramme (ASTM D5712). Le plus faible taux de protéines qu'un fabricant peut déclarer est « 50 µg/g ou moins ».

Attention : L'utilisation sécuritaire de ces gants par des individus sensibles au latex n'a pas été établie.

Sans poudre. Aide à éliminer les complications dues à la poudre et à réduire la sensibilisation au latex.

Comfort and Fit

Hand Fatigue

Stretchability (Modulus). Latex has excellent elasticity, allowing the glove to stretch easily and return to its original shape.

Tactile Sensitivity

Dependability. Because these gloves are latex, wearers experience a more secure fit that provides greater comfort without bagginess.

Confort et ajustement

Fatigue de la main

Élasticité (Modulus). Le latex est très élastique, ce qui permet au gant de s'étirer facilement et de reprendre sa forme originale.

Sensibilité tactile

Fiabilité. Grâce au latex, ces gants procurent un ajustement plus sécuritaire et un confort accru, sans relâchement.

Clinical Reference – Référence clinique

U.S Food and Drug Administration, www.fda.gov/cdrh/glvpwd/html

For additional information and samples, call Ansell Canada at 1 800 363-8340.

® & TM are trademarks owned by Ansell Healthcare Products LLC or one of its affiliates.

Si vous désirez recevoir des échantillons ou de plus amples renseignements, appelez Ansell Canada au 1 800 363-8340.

® & TM sont des marques déposées de Ansell Healthcare Products LLC ou une société affiliée.

Ansell

Ansell Canada

105 Lauder, Cowansville QC J2K 2K8

www.ansellcanada.ca