



**ENCORE®**  
Latex, Low Protein, Powder-Free Surgical Gloves  
Gants chirurgicaux en latex, faible en protéines, sans poudre

**Ansell**

[www.ansellcanada.ca](http://www.ansellcanada.ca)

At Ansell, we understand how much responsibility rests in your hands. That's why we work hard to develop innovative surgical gloves like our powder-free Encore® line. The Encore® family includes a glove for every need and provides the superior barrier protection of latex while decreasing the risks associated with powder. All our Encore® family gloves provide the following:

## Safety and Protection

### Infection Control

**Viral Penetration.** Although not required by the FDA, Ansell's premium line of surgical gloves is tested to ensure protection against viral penetration. The Encore® family of gloves meets the viral penetration requirements according to ASTM F1671.

**Cuff.** Beaded

**Cuff Roll-Down.** Ansell's SureFit™ Technology overcomes the "cuff roll-down" typically experienced while wearing impervious surgical gowns designed to prevent fluid penetration. By maintaining the surgical glove securely around the arm, SureFit™ Technology protects the integrity of the sterile field by shielding the gown cuff and ensures the efficacy of the surgical glove as a barrier protection.

### Skin Protection

**Allergy concerns.** All Encore® gloves contain 50 micrograms or less of total water-extractible protein per gram. According to the FDA, protein levels should be measured using the Modified Lowry Assay for total protein content (ASTM D5712). "50 µg/g or less" is the lowest protein level manufacturers can legally claim.

*Caution: Safe use of these gloves by latex-sensitized individuals has not been established.*

**Powder-Free.** Helps eliminate powder-related post-operative complications and sensitivities.

## Comfort and Fit

### Donning

**Alcohol Resistant.** Ansell's proprietary polyurethane inner coating will not break down. It is resistant to alcohol-based hand disinfectants and adds another layer of safety between your skin and the latex.

**Damp-Hand Donnability.** Polyurethane coating for dry and damp-hand donnability.

### Hand Fatigue

**Shape of Gloves/Formers.** Designed with anatomic curved formers for a more natural fit and less fatigue. Ansell's exclusive formers are the result of a staff dedicated to the development and continuous improvement of formers.

**Stretchability (Modulus).** Because these gloves are latex, wearers experience a more secure fit that provides greater comfort without bagginess.

## Tactile Sensitivity

**Dependability.** Encore® gloves provide different balances of thickness, protection and sensitivity which cater to the complex needs of a diverse range of surgical procedures.

## Grip

**Application Driven.** Each glove in the Encore® line has a unique finish that is application driven for superior gripping capability.

Chez Ansell, nous comprenons l'importance des responsabilités qui retombent sur vos mains. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'efforts à développer des gants chirurgicaux innovateurs, telle notre gamme Encore® sans poudre. La gamme Encore® possède un gant pour chaque besoin et procure la barrière de protection supérieure du latex tout en diminuant les risques associés à la poudre. Tous nos gants de la gamme Encore® adressent les éléments qui suivent.

## Protection

### Contrôle des infections

**Pénétration virale.** En plus des recommandations du FDA, les gants chirurgicaux de qualité Ansell sont testés pour assurer une protection contre la pénétration virale, afin de vous assurer une protection accrue. Ils ont réussi les tests de pénétration virale ASTM F1671.

**Poignet.** Bord roulé.

**Bandes adhésives aux poignets.** La technologie SureFit™ d'Ansell permet de remédier au roulement des poignets, un problème généralement rencontré lors du port de blouse chirurgicale imperméable conçue pour prévenir la pénétration des liquides. En permettant de maintenir le gant chirurgical bien en place autour du bras, la technologie SureFit™ préserve l'intégrité des champs stériles en protégeant les manches de la blouse et assure l'efficacité du gant de chirurgie comme barrière de protection.

### Protection de la peau

**Concernant les allergies.** Tous les gants Encore® contiennent 50 microgrammes ou moins de protéines totalement extractibles de l'eau par gramme. Selon la FDA, le niveau de protéines doit être mesuré en utilisant la méthode Modified Lowry Assay qui mesure les protéines totalement extractibles de l'eau par gramme (ASTM D5712). Le plus faible taux de protéines qu'un fabricant peut déclarer est « 50 µg/g ou moins ».

*Attention : L'utilisation sécuritaire de ces gants par des individus sensibles au latex n'a pas été établie.*

**Sans poudre.** Aide à éliminer les complications dues à la poudre et à réduire la sensibilisation au latex.

## Confort et ajustement

### Enfilage

**Résistance à l'alcool.** Le revêtement intérieur en polyuréthane, unique à Ansell, ne se détériorera pas au contact des désinfectants pour les mains à base d'alcool, vous offrant ainsi une protection supplémentaire.

**Enfilage sur mains humides.** Le revêtement de polyuréthane permet un enfilage facile autant sur mains sèches qu'humides.

**Double gantage.** Facile et confortable.

### Fatigue de la main

**Forme du gant.** Fabriqué sur des nouveaux moules ergonomiques afin d'améliorer l'ajustement et le confort ainsi que réduire la fatigue et le stress de la main.

**Élasticité (Modulus).** Le latex est très élastique, ce qui permet au gant de s'étirer facilement et de reprendre sa forme originale.

## Sensibilité tactile

**Fiabilité.** Les gants Encore® procurent différentes combinaisons d'épaisseur, de protection et de sensibilité tactile afin de satisfaire les besoins complexes d'une grande variété de procédures chirurgicales.

## Adhérence

**Adapté à la procédure.** Chaque gant de la gamme Encore® possède un fini unique adapté à la procédure, procurant une adhérence supérieure.

# ENCORE®

## Latex, Low Protein, Powder-Free Surgical Gloves

In addition to the overall benefits that Ansell Encore® Surgical gloves offer, each glove in the this Family provides unique features for specific needs.



### ENCORE®

- Cream color
  - Textured finish
  - Length: 297 mm (11.7")
  - Fingertip thickness (Single): 0.23 mm (9.0 mils)
  - Cuff thickness (Single): 0.17 mm (7.0 mils)
- Couleur crème
  - Fini texturé
  - Longueur : 297 mm (11,7")
  - Épaisseur (simple) bout de doigts : 0.23 mm (9.0 mil)
  - Épaisseur (simple) poignet : 0.17 mm (7.0 mil)

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
5785000-1	5 ½	5785004-1	7 ½
5785001-1	6	5785005-1	8
5785002-1	6 ½	5785006-1	8 ½
5785003-1	7	5785007-1	9

1 Sterile Pair/Package – 50 Pairs/Dispenser Box – 4 Boxes/Case  
 1 paire stérile/emballage – 50 paires/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse



### ENCORE ACCLAIM®

- Cream color
  - Smooth finish
  - Length: 297 mm (11.7")
  - Fingertip thickness (Single): 0.25 mm (10.0 mils)
  - Cuff thickness (Single): 0.19 mm (8.0 mils)
- Couleur crème
  - Fini lisse
  - Longueur : 297 mm (11,7")
  - Épaisseur (simple) bout de doigts : 0.25 mm (10.0 mil)
  - Épaisseur (simple) poignet : 0.19 mm (8.0 mil)

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
5795000	5 ½	5795004	7 ½
5795001	6	5795005	8
5795002	6 ½	5795006	8 ½
5795003	7	5795007	9

1 Sterile Pair/Package – 50 Pairs/Dispenser Box – 4 Boxes/Case  
 1 paire stérile/emballage – 50 paires/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse



# Gants chirurgicaux en latex, faible en protéines, sans poudre ENCORE®

En plus, chaque gant de la gamme Encore® possède des caractéristiques propres à des besoins spécifiques.



## ENCORE® HYDRASOFT™

- Cream color
- Smooth finish
- With glycerol
- Length: 297 mm (11.7")
- Fingertip thickness (Single): 0.21 mm (8.3 mils)
- Cuff thickness (Single): 0.15 mm (6.1 mils)
- Couleur crème
- Fini lisse
- Avec glycérol
- Longueur : 297 mm (11,7")
- Épaisseur (simple) bout de doigts : 0.21 mm (8.3 mil)
- Épaisseur (simple) poignet : 0.15 mm (6.1 mil)

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
2018655	5 ½	2018675	7 ½
2018660	6	2018680	8
2018665	6 ½	2018685	8 ½
2018670	7	2018690	9

1 Sterile Pair/Package – 50 Pairs/Dispenser Box – 4 Boxes/Case  
1 paire stérile/emballage – 50 paires/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse



## ENCORE® MICROPTIC®

- Brown color
- Smooth finish
- Exceptional dexterity and tactile sensitivity
- Strength-to-thickness ratio for confident barrier protection
- Length: 297 mm (11.7")
- Fingertip thickness (Single): 0.18 mm (7.0 mils)
- Cuff thickness (Single): 0.11 mm (4.5 mils)
- Couleur brune
- Fini lisse
- Dextérité et sensibilité tactile exceptionnelles
- Excellent rapport robustesse/épaisseur pour une barrière de protection fiable
- Longueur : 297 mm (11,7")
- Épaisseur (simple) bout de doigts : 0.18 mm (7.0 mil)
- Épaisseur (simple) poignet : 0.11 mm (4.5 mil)

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
5787000	5 ½	5787004	7 ½
5787001	6	5787005	8
5787002	6 ½	5787006	8 ½
5787003	7	5787007	9

1 Sterile Pair/Package – 50 Pairs/Dispenser Box – 4 Boxes/Case  
1 paire stérile/emballage – 50 paires/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse





## ENCORE® ORTHOPAEDIC

- Brown color
- Textured finish
- Orthopaedic weight
- Length: 297 mm (11.7")
- Fingertip thickness (Single): 0.33 mm (13.0 mils)
- Cuff thickness (Single): 0.25 mm (10.0 mils)
- Couleur brune
- Fini texturé
- Épaisseur supérieure
- Longueur : 297 mm (11,7")
- Épaisseur (simple) bout de doigts : 0.33 mm (13.0 mil)
- Épaisseur (simple) poignet : 0.25 mm (10.0 mil)

Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs	Catalog Numbers / No de catalogue	Sizes / Grandeurs
5788001	6	5788005	8
5788002	6 ½	5788006	8 ½
5788003	7	5788007	9
5788004	7 ½		

1 Sterile Pair/Package – 50 Pairs/Dispenser Box – 4 Boxes/Case  
 1 paire stérile/emballage – 50 paires/boîte distributrice – 4 boîtes/caisse



- Revolutionary anti-slip cuff adheres to all types of gowns
- Eliminates cuff roll-down
- Bande adhésive aux poignets qui permet aux gants de tenir bien en place sur tous les types de blouses chirurgicales
- Élimine le problème d'enroulement



- Contains glycerine as a humectant, which produces a long-lasting moisturization
- Contains dimethicone, as an occlusive which moisturizes by retarding the evaporation of water
- Contient du glycérol comme humidifiant, un hydratant de longue durée
- Contient du diméthicone comme occlusif, hydrate la peau en retardant l'évaporation de l'eau



For additional information and samples, call Ansell Canada at 1 800 363-8340.

® & TM are trademarks owned by Ansell Healthcare Products LLC or one of its affiliates.  
©2008 All Rights Reserved.

Si vous désirez recevoir des échantillons ou de plus amples renseignements, appelez Ansell Canada au 1 800 363-8340.

® & TM sont des marques déposées de Ansell Healthcare Products LLC ou une société affiliée.  
©2008 Tous droits réservés.

# Ansell

**Ansell Canada**  
105 Lauder, Cowansville QC J2K 2K8  
[www.ansellcanada.ca](http://www.ansellcanada.ca)